

new art laboratories



Test rápidos médicos NADAL®

Test rápidos inmunológicos para atención *in situ*
y diagnósticos de laboratorio

Test rápidos de drogas

Test rápidos médicos

Diagnósticos de laboratorio

Servicio de laboratorio

Servicio y asesoramiento



nal von minden

Su socio en diagnósticos de laboratorio.

We help you care!

Durante más de 30 años, la piedra angular de nuestra empresa han sido nuestros productos innovadores y un excelente servicio al cliente. La relación con nuestros clientes nos distingue y nos ha convertido en líderes del mercado en el campo de los test rápidos para el análisis de drogas y médicos.

A través de nuestra estrecha colaboración con usted, hemos sido capaces de optimizar nuestro catálogo y mantenernos al día de los continuos progresos en el mercado de la salud. Nos esforzamos por seguir siendo la opción más innovadora y su primera elección para todas las cuestiones acerca de los test rápidos médicos.

Disponemos de más de cinco sedes en Europa y varias filiales, ofreciendo una amplia red de asesores de servicio al cliente y representantes sobre el terreno. Esto nos permite operar en toda Europa y en el mundo, ofreciendo soluciones directas y personales, y soluciones individuales.

NADAL®
...¡siempre el test adecuado!

Garantía de calidad

Comprendemos nuestra responsabilidad como fabricantes de diagnósticos *in-vitro*. Por esta razón, la calidad de nuestros productos y el servicio al cliente son de suma importancia.

Nuestro sistema de gestión de calidad ha sido certificado según las ISO 13485 e ISO 9001 desde el año 2003 y es revisado por el TÜV Rheinland anualmente. Las auditorías internas, un extenso mapa de procesos y un sistema preventivo y correctivo nos ayudan a mantener los más altos estándares.

Nuestros productos, de acuerdo con las directivas europeas IVD, tienen certificado CE y han demostrado sus capacidades en el mercado durante muchos años. Participamos regularmente, y con gran éxito, en pruebas de fiabilidad.



Equipo directivo de nal von minden (desde la izquierda)
Sandra von Minden, Roland Meißner y Thomas Zander

Índice

Bacteriología	6	Mononucleosis (VEB)	29
Borrelia	6	Norovirus	29
Campylobacter	7	Factores reumatoides	29
Clostridium difficile	7	Rota-Adenovirus	29
Clostridium perfringens	7	VSR-Adenovirus	29
E. coli 0157	7	Virus sincitial respiratorio (VSR)	30
EHEC Verotoxin 1&2	8	Virus de la rubéola	30
Legionella	8	Salmonella	30
Listeria	8	Salmonella Typhi	30
Salmonella	8	Shigella	30
Salmonella Typhi	9	Shigella Dysenteriae	31
Shigella	9	Streptococcus A (Strep A)	31
Shigella dysenteriae	9	Tétanos	31
Streptococcus pneumoniae	9	Tiroides (TSH)	32
		Toxoplasmosis	32
		Tuberculosis (TBC)	32
Detección del grupo sanguíneo.....	10	Test de aglutinación en látex.....	33
Cardiología	11	Oncología	34
Cardiac Combo	11	Alfa-fetoproteína (AFP)	34
CK-MB	11	Proteína de Bence-Jones	34
Proteína C reactiva de alta sensibilidad (hs-CRP)	12	Antígeno del cáncer de vejiga / Hemoglobina (BCA/Hb)	34
D-Dimer	13	Antígenos carcinoembrionarios (CEA)	35
Troponin I	13	Sangre oculta en heces (FOB) - cáncer de colon	35
		Hemoglobina/Haptoglobina (Hb/Hp) - cáncer ce colon	35
Lector Colibri para uso <i>in situ</i>.....	14	Helicobacter pylori (H. pylori)	36
		Antígeno prostático específico (PSA) - cáncer de próstata	36
Diabetes	16	Roche® Reflotron.....	38
Ginecología y obstetricia /		Medicina tropical y parasitología	40
Enfermedades de transmisión sexual.....	18	Billharzia, Schistosoma (CCA)	40
Hormona foliculoestimulante (FSH)	18	Chagas	40
Test ginecológicos para uso doméstico	19	Chikungunya	40
Gonadotropina coriónica humana (hCG).....	20	Cholera	41
Hormona luteinizante humana (hLH)	20	Cryptosporidium	41
Rotura prematura de membranas (PROM).....	21	Dengue	41
Enfermedades de transmisión sexual (ETS)	21	Ébola.....	42
Streptococcus B (Strep B)	22	Entamoeba	42
pH vaginal	22	Filariasis	42
		Giardia	42
Infectología, pediatría		Leishmania	42
y enfermedades autoinmunes	23	Leptospira.....	43
Astrovirus	23	Malaria	43
Proteína de Bence Jones	23	Fiebre tifoidea	43
Calprotectina	24	Urología	44
Campylobacter	24	Tiras reactivas de análisis de orina	45
Enfermedad celíaca	24	Analizadores de orina.....	46
Citomegalovirus (CMV).....	25	Tiras de orina para microalbúmina	46
Proteína C reactiva (PCr)	25	Roche Combur-Test®	46
Enterovirus	26	Siemens/Bayer Multistix®	46
Ferritina	26	Tiras reactivas Ratisbonne	46
Hepatitis A, B, C y E	27		
VIH (SIDA)	27		
Inmunoglobulina E (IgE)	28		
Inmunoglobulina (IgG)	28		
Influenza A/B	28		
Lactoferrina	28		
Listeria	28		



Todos los test que figuran en este catálogo tienen certificado CE y cumplen con todos los requisitos de la directiva 98/79/CE, salvo que se indique lo contrario, así como otras certificaciones indicadas que se han considerado necesarias.

nal von minden GmbH

Su especialista en diagnósticos médicos eficientes y de alta calidad.

Estamos utilizando constantemente nuestra capacidad, conocimiento y experiencia para ampliar y mejorar nuestra oferta y procesos. Nuestro contacto con usted, nuestro cliente, y sus sugerencias son cruciales para lograr este fin.

Con su colaboración, podemos lograr soluciones innovadoras para satisfacer sus necesidades. Como su socio a largo plazo, queremos ser los mejores - no sólo para satisfacer sus necesidades, sino también para inspirarle.

Nuestros catálogos están disponibles en trece idiomas: español, alemán, inglés, francés, italiano, polaco, holandés, checo, finés, portugués, sueco, danés y ruso. **Si desea más información sobre nuestra amplia gama de productos puede consultar nuestra página web en www.nal-vonminden.com o puede ponerse en contacto con nosotros directamente en ventas@nal-vonminden.es.**




Inside Diagnostics – Su revista de cliente

Tres veces al año le ofrecemos interesantes artículos sobre temas de actualidad, información detallada y noticias acerca del mundo del diagnóstico, así como novedades sobre la compañía.



test rápidos de nal von minden

Estructura y principio del test



El principio de los test rápidos NADAL® se basa en el enlace antígeno/anticuerpo. La muestra, una vez aplicada sobre la almohadilla de recogida, se desplazará a lo largo de la tira de test por capilaridad.

Si la muestra es positiva, se reconocen los antígenos y se fijan por medio de anticuerpos conjugados con oro. A continuación, este complejo de partículas de oro y antígeno/anticuerpo alcanza la región de test, donde los anticuerpos se inmovilizan contra los antígenos idénticos y, de este modo, se puede unir el complejo. Las partículas de oro se acumulan en el área de la línea T y forman una línea roja indicando un resultado positivo.

Si en la muestra no hay antígenos presentes, los conjugados de oro que quedan libres se mueven a lo largo de la línea de test sin que se produzca la unión. En todo caso, los conjugados de oro alcanzan la región de control donde se unen a los anticuerpos de la membrana. Las partículas de oro se acumulan siempre en el área de la línea C, produciendo la aparición de una línea roja. Dependiendo del test, la posición de anticuerpos y antígenos en la tira puede variar, aunque el principio en sí seguirá siendo en todo caso el mismo.

*Dr. rer. nat. Torsten Winkler
Jefe de gestión de producto - Diagnósticos de laboratorio
nal von minden GmbH*



Bacteriología

En bacteriología, el término "bacteria" se utiliza tradicionalmente para todos los organismos microscópicos, en su mayoría unicelulares, que no tienen un núcleo real. Pertenecen al grupo de organismos procariontes, y pueden causar una variedad de enfermedades.

Un retraso en el tratamiento debido a un diagnóstico tardío puede causar episodios etiopatológicos dramáticos, o incluso con riesgo mortal. Por esta razón, es muy importante el diagnóstico rápido y temprano para un buen pronóstico.

Borreliosis

Test rápido para la detección de anticuerpos de Borrelia (contra *Borrelia burgdorferi*, *B. garinii* y *B. afzelii*)

Producto	Muestra	Referencia	Unidades / caja
NADAL® Lyme Borreliosis IgG+IgM Test casete	Sangre completa, suero, plasma	870001	10

Test rápido para la detección de antígenos de Borrelia (*B. garinii*, *B. afzelii* y *B. burgdorferi sensu stricto*) directamente desde una garrapata

Producto	Muestra	Referencia	Unidades / caja
NADAL® Borreliosis Ag Test casete (no IVD)	Garrapata	870004N-05 870004N-01	5 1

Campylobacter

Test rápido para la detección de antígenos de *Campylobacter*

Producto	Muestra	Referencia	Unidades / caja
NADAL® Campylobacter Test casete	Heces	1232001	10

Destacado



NADAL® C. difficile Toxina A+B/GDH Test casete

Para la detección cualitativa de las toxinas A y B y la glutamato deshidrogenasa de *Clostridium difficile*.

Muestra: heces
Tiempo de test: 10 minutos
Concordancia general: 93%
Referencia: 582016N-10

Clostridium difficile

Test rápidos para la detección de las toxinas A y B de *Clostridium difficile* y glutamato deshidrogenasa

Producto	Muestra	Referencia	Unidades / caja
NADAL® C. difficile Toxin A+B Test casete	Heces	582008	10
NADAL® C. difficile GDH Ag Test casete	Heces	582004	10
NADAL® C. difficile Toxin A+B/GDH ¡NUEVO! Test casete	Heces	582016N-10	10

Clostridium perfringens

Test rápido para la detección de antígenos de *Clostridium perfringens*

Producto	Muestra	Referencia	Unidades / caja
NADAL® Clostridium perfringens Ag Test casete	Heces	582009	10

E. coli O157

Test rápido para la detección de antígenos de *Escherichia coli* O157

Producto	Muestra	Referencia	Unidades / caja
NADAL® E.coli O157 Test casete	Heces	501006	10

EHEC Verotoxin 1+2

Test rápidos para la detección de verotoxina 1 y 2 de *E.coli* enterohemorrágica

Producto	Muestra	Referencia	Unidades / caja
NADAL® EHEC Verotoxin 1+2 Test casete	Heces	501012	10

Destacado



NADAL® Legionella / Streptococcus pneumoniae

Test casete

Para la detección cualitativa de antígenos de Legionella pneumophila y Streptococcus pneumoniae como ayuda en el diagnóstico de una infección por legionella (enfermedad del legionario), neumonía, meningitis y otitis

Muestra: orina
Tiempo de test: 10 minutos
Concordancia general: Legionella: 100%,
Streptococcus pneumoniae: 81%
Referencia: 572005

Legionella

Test rápido para la detección de antígenos de *Legionella pneumophila*

Producto	Muestra	Referencia	Unidades / caja
NADAL® Legionella Test casete	Orina	552020	10
NADAL® Legionella/ Streptococcus pneumoniae ¡NUEVO! Test casete	Orina	572005	10

Listeria

Test rápido para la detección de antígenos de *Listeria monocytogenes*

Producto	Muestra	Referencia	Unidades / caja
NADAL® Listeria Test casete	Heces	1252001	10

Salmonella

Test rápido para la detección de antígenos de *Salmonella spp.* antígenos

Producto	Muestra	Referencia	Unidades / caja
NADAL® Salmonella spp. Test casete	Heces	1242001	10

Salmonella Typhi

Test rápido para la detección de antígenos de *Salmonella typhi*

Producto	Muestra	Referencia	Unidades / caja
NADAL® Salmonella typhi Test casete	Heces	1242002	10

Shigella

Test rápido para la detección de antígenos de Shigella

Producto	Muestra	Referencia	Unidades / caja
NADAL® Shigella Test casete	Heces	1262001	10

Shigella dysenteriae

Test rápido para la detección de antígenos de *Shigella dysenteriae* del tipo 1

Producto	Muestra	Referencia	Unidades / caja
NADAL® Shigella dysenteriae Test casete	Heces	1262002	10

Streptococcus pneumoniae

Test rápido para la detección de antígenos de *Streptococcus pneumoniae*

Producto	Muestra	Referencia	Unidades / caja
NADAL® Streptococcus pneumoniae Test casete	Orina	572004N-10	10
NADAL® Legionella/ Streptococcus pneumoniae ¡NUEVO! Test casete	Orina	572005	10



Determinación del grupo sanguíneo

En el ámbito de las operaciones quirúrgicas es muy importante determinar el grupo sanguíneo del paciente de forma fácil, rápida y fiable. Nuestras tarjetas para la determinación rápida del grupo sanguíneo poseen de 4 a 6 campos de reacción separados para permitir pruebas individuales de las muestras de pacientes y de control.

Los campos de reacción están sellados con una película transparente. Cada una contiene 70 µl de antisuero (azul = antisuero A monoclonal (BIRMA-1), amarillo = antisuero B monoclonal (LB-2), sin color = antisuero D monoclonal (RUM-1)). Fácil documentación: las tarjetas poseen un sistema de etiquetado fácil de retirar y pegar, por ejemplo, en el protocolo de transfusión.

Determinación del grupo sanguíneo

Test rápido para la detección de la compatibilidad de A/B/O ó A/B/O+D.

Producto	Muestra	Referencia	Tarjetas / caja
ABO-trol® forte II Tarjeta de test para ABO	Sangre con anticoagulantes, sangre materna, glóbulos rojos concentrados	820001	50
ABO-trol® forte plus Tarjeta de test para ABO+D	Sangre con anticoagulantes, sangre materna, glóbulos rojos concentrados	820002	30
Lancetas Haemolance Plus® (21g / 1,8 mm)	-	341008	5



Cardiología

Las enfermedades cardiovasculares agudas y crónicas son un factor importante de morbilidad y mortalidad. Los ataques al corazón son una de las enfermedades cardiovasculares más comunes y un diagnóstico temprano es crucial para un buen pronóstico.

Sólo seis horas después de la aparición del infarto, el daño al músculo cardíaco es ya irreversible. En la mayoría de los casos, un tratamiento a tiempo puede prevenir las consecuencias más graves. Esto pone de relieve la importancia de un diagnóstico precoz y preciso.

Cardiac Combo

Test rápido para la detección simultánea de troponina I, CK-MB y mioglobina

Producto	Muestra	Referencia	Unidades / caja
NADAL® Cardiac Combo (Trop I, CK-MB, Myoglobin) Test casete	Sangre completa, suero, plasma	282003	5

CK-MB

Test rápido para la detección de creatina quinasa de tipo muscular-cerebral (CK-MB)


Producto	Muestra	Referencia	Unidades / caja
NADAL® CK-MB Test casete	Sangre completa, suero, plasma	302001	5

Proteína C reactiva de alta sensibilidad (hs-CRP)

Test rápido para la detección de la proteína C-reactiva (hs-CRP)

Producto	Muestra	Referencia	Unidades / caja
NADAL® high sensitivity CRP Test casete	Sangre completa, suero, plasma	312002	20

Desarrollo de "marcadores cardíacos" importantes en caso de un infarto



Después de producirse el daño cardíaco y una vez establecido el dolor, se libera troponina-I en la sangre en unas 4-6 horas. La liberación de TnI cardíaca es similar a la de CK-MB. Sin embargo, mientras que la CK-MB se reduce a su nivel normal después de 72 horas, el nivel de troponina I permanece elevado de 6 a 10 días, lo que proporciona un mayor margen de tiempo en el que se puede detectar el daño cardíaco.

Destacado



NADAL® D-Dimer

Test casete

Kits con 5 y 10 test disponibles
Para la valoración y evaluación de pacientes con sospecha de coagulación intravascular diseminada (CID), trombosis venosa profunda (TVP) y embolia pulmonar (EP)


Muestra: sangre completa, plasma

Tiempo de test: 10 minutos

Límite de detección: 500 ng/ml

Referencia: 351006, 351007

[Instrucciones visuales en la caja](#)



Dímero-D

Test rápido para la detección de Dímero-D

Producto	Muestra	Referencia	Unidades / caja
NADAL® D-Dimer Test casete	Sangre completa, plasma	351006 351007	5 10

Destacado



NADAL® Troponin I

Test casete

Para la detección rápida y cualitativa de troponina I cardíaca humana


Muestra: sangre completa, suero, plasma

Tiempo de test: 15 minutos

Límite de detección: 1,0 ng cTnI/ml

Referencia: 282001, 282000,
282015

[Instrucciones visuales en el envase](#)



Troponina I

Test rápido para la detección de antígenos de troponina I

Producto	Muestra	Referencia	Unidades / caja
NADAL® Troponin I Test casete	Sangre completa, suero, plasma	282001 282000 282015	20 10 5



Lector Colibri para uso *in situ*

El Colibri de nal von minden, con sólo 4 cm de longitud por lado, es la herramienta óptima para el análisis cualitativo y cuantitativo de los test rápidos. Proporciona resultados rápidos y precisos, siendo una solución rentable para la práctica médica.

Debido a su funcionamiento mediante un solo botón, el dispositivo es especialmente fácil de usar. No necesita mantenimiento y los controles de calidad son fáciles de realizar. Los datos se pueden transferir fácilmente a un ordenador para su documentación mediante un cable USB especial.

Destacado



Lector Colibri de nal von minden para utilizar *in-situ*

- ✓ Pequeño (4 x 4 x 4 cm)
- ✓ Ligero (40 g)
- ✓ Rápido
- ✓ Preciso (coeficiente de variación <1%)
- ✓ Fácil de usar (un sólo botón)
- ✓ Control de calidad sencillo
- ✓ Fácil transferencia de datos al ordenador
- ✓ No precisa mantenimiento

Destacado



NADAL® CRP quantitative (2-150 mg/l)

Test casete


Para la determinación cuantitativa y el seguimiento de las concentraciones de PCr (150 mg/l) con el lector Colibri para uso *in situ*.

Muestra: sangre completa, suero, plasma

Tiempo de test: 5 minutos

Referencia: 312021NBUL-20

Instrucciones visuales en la caja



Lector Colibri para uso *in situ* ¡NUEVO!

Producto	Referencia	Unidades / caja
Colibri de nal von minden Lector para uso <i>in situ</i>	2150001	1 dispositivo
Cable USB del Colibri de nal von minden y software DataView	2150002	1 dispositivo
NADAL® CRP Quant Test casete (cuantitativo: 2-150 mg/l)	312021NBUL-20	20
Seronorm™ CRP Liquid Control positivo	311011	1x1ml nivel 1 1x1ml nivel 3
NADAL® Strep A Scan Test casete	222049NBUL-20	20
NADAL® Rota-Adeno Scan Test casete	481049NBUL-10	10
NADAL® H.pylori Ag Scan Test casete	262004NBUL-10	10

**Pronto disponible también para:
FOB, VRS y más parámetros**



Diabetes

Debido a la forma de vida moderna, cada vez son más las personas que sufren de diabetes mellitus tipo II. En contraste con la diabetes mellitus tipo I, que se manifiesta durante la infancia y la juventud, el tipo II muchas veces se produce más tarde en la vida. El tra-

tamiento de ambos tipos de la enfermedad requiere la medición regular de los niveles de glucosa en la sangre. Nuestros medidores de glucosa en la sangre son prácticos, fiables y precisos.

Medición fiable, asequible y fácil de usar de los niveles de azúcar en la sangre.

- ✓ Varias áreas de test posibles: la yema del dedo, la base del pulgar y el antebrazo.
- ✓ Calibración automática
- ✓ Medición en sólo dos pasos
- ✓ Tiras de tipo "end-fill" con regulación de humedad para simplificar la aplicación de la muestra de sangre a través del simple contacto de la misma con la tira reactiva.
- ✓ Resultados precisos después de sólo 5 segundos
- ✓ Sólo requiere 0,5 µL de sangre
- ✓ Test seguro gracias a la recolección de la muestra sin contacto con sangre o aguja
- ✓ Electrodo de oro para una medición precisa
- ✓ Expulsor de lancetas para permitir la expulsión cómoda y sencilla de las lancetas usadas

Glucómetro

Dispositivo de uso inmediato para la medición de los niveles de azúcar en la sangre

Producto	Muestra	Referencia	Unidades / caja
Glucómetro GlucoDr.™auto AGM-4000	Sangre capilar, arterial, venosa y neonatal	940001	1 kit
Tira de test GlucoDr.™auto AGM-4000	Sangre capilar, arterial, venosa y neonatal	940002	2x 25 tiras
GlucoDr.™ Dispositivo de punción	-	940005	1 dispositivo de punción
GlucoDr.™ Lancetas	-	940006	200 lancetas
Solución de control GlucoDr.™auto (normal 1,2mg/mL o alto 3,2 mg/mL)	-	940003	2 x 4 ml
Lancetas Haemolance Plus® (21g / 1,8 mm)	-	341008	5 lancetas

Destacado



GlucoDr.™ auto AGM-4000, Referencia 930001

- ✓ 1 glucómetro
- ✓ 1 dispositivo de punción
- ✓ 1 tubo de 25 tiras de test
- ✓ 10 lancetas
- ✓ 1 manual de instrucciones
- ✓ 1 estuche para el transporte



Ginecología y obstetricia / Enfermedades de transmisión sexual

La ginecología se ocupa de la salud del sistema reproductivo femenino. Para el diagnóstico ginecológico le ofrecemos una serie de pruebas de embarazo y ovulación para ayudar y reforzar la planificación familiar.

También le ofrecemos pruebas rápidas para la detección de diversas infecciones y ETS (enfermedades de transmisión sexual) como la clamidia, la sífilis y la gonorrea.

Hormona foliculoestimulante (FSH)

Test rápido para la detección de la hormona foliculoestimulante

Producto	Muestra	Referencia	Unidades / caja
NADAL® FSH Menopausia ¡Mejorado! Test casete	Orina	172003N-10	10

Destacado



Test rápidos felicia® ginecológicos para uso doméstico

La gama de productos felicia® está certificada para el uso doméstico y contiene pruebas de embarazo y de ovulación. Ambas pruebas están disponibles tanto en formato bolígrafo como en formato casete con una pipeta. Estos test contienen manuales de instrucciones detallados que explican el procedimiento y el momento más adecuado para realizar la prueba.

- ✓ uso doméstico sencillo
- ✓ resultados rápidos, claros
- ✓ alta calidad, marcado CE
- ✓ sensibilidad de más del 99 %
- ✓ precisión de más del 99% en los resultados
- ✓ test de embarazo y ovulación de un sólo proveedor

Test ginecológicos para uso doméstico

Test rápidos de embarazo y ovulación para uso doméstico

Producto	Muestra	Referencia	Unidades / caja
Test de embarazo felicia® hCG Pregnancy para uso doméstico (CE0197) Test en formato bolígrafo 25 mUI/ml	Orina	2030001ES	1
Test felicia® Ovulation para uso doméstico (CE0197) Test en formato bolígrafo 30 mUI/ml	Orina	2030004ES	7
Test felicia® Ovulation para uso doméstico (CE0197) Test casete 30 mUI/ml	Orina	2030003ES	7

Destacado




NADAL® hCG Pregnancy 20 mUI/ml Test casete

Para la detección cualitativa de la gonadotropina coriónica humana (hCG) en muestras de sangre completa

Muestra: sangre completa, suero
Tiempo de test: 10 minutos
Sensibilidad: 20 mUI/ml
Referencia: 152003

Instrucciones visuales en la caja



Gonadotropina coriónica humana (hCG)

Test rápidos para la detección de hCG - embarazo

Producto	Muestra	Referencia	Unidades / caja
NADAL® hCG Pregnancy Test Tira reactiva, 10 mUI/mL	Orina	141000 143003	50 25 (tubo)
NADAL® hCG Pregnancy Test Tira reactiva, 10 mUI/mL	Orina	142000	30
NADAL® hCG Pregnancy Test Tira reactiva, 10 mUI/mL	Orina, suero	151003	50
NADAL® hCG Pregnancy Test Test casete 10 mUI/mL	Orina, suero	152000	30
NADAL® hCG Pregnancy ¡NUEVO! Test casete 20 mUI/ml	Sangre completa, suero	152003	30
NADAL® hCG Pregnancy 25 mUI/ml, tira reactiva	Orina	141002 143004	50 25 (tubo)
NADAL® hCG Pregnancy Test casete 25 mUI/ml	Orina	142002	30
NADAL® hCG Pregnancy 25 mUI/ml, tira reactiva	Orina, suero	151002 153003	50 25 (tubo)
NADAL® hCG Pregnancy Test casete 25 mUI/ml	Orina, suero	152002	30
NADAL® hCG Pregnancy Test en formato bolígrafo 25 mUI/ml	Orina	144001N-10	10

Hormona luteinizante humana (hLH)

Test rápidos para la detección de la hLH (hormona luteinizante humana) - ovulación


Producto	Muestra	Referencia	Unidades / caja
NADAL® hLH Ovulation Tira reactiva, 30 mUI/ml	Orina	165001	50
NADAL® hLH Ovulation Tira reactiva, 30 mUI/ml	Orina	166001	30

Rotura prematura de membranas (PROM)

Test rápido para la detección de líquido amniótico (IGFBP-1) en la secreción vaginal.

Producto	Muestra	Referencia	Unidades / caja
NADAL® PROM Amniotic fluid	Secreción vaginal	431006N-20	20
Tira reactiva		431006N-10	10
		431006N-03	3

Destacado



NADAL® Chlamydia (CE0197)

Test casete

Hisopo con tubo de transporte incluido
Para la detección cualitativa de Chlamydia trachomatis


Muestra: hisopo cervical (mujer);
hisopo uretral y orina (varón)

Tiempo de test: 10 minutos

Concordancia general: 94%

Referencia: 212011

Instrucciones visuales en el envase



Enfermedades de transmisión sexual (ETS)

Test rápidos para la detección de enfermedades de transmisión sexual

Producto	Muestra	Referencia	Unidades / caja
NADAL® Syphilis Tira reactiva	Sangre completa, suero, plasma	203001	40
NADAL® Syphilis Test casete	Sangre completa, suero, plasma	203002	20
NADAL® Gonorrhoea Test casete	Cervical y uretral hisopo	611003N-10	10
Toxoplasma IgM Test casete (CE0123)	Suero, plasma	1670501	25
NADAL® Toxo IgG/IgM Test casete (sin certificado CE)	Sangre completa, suero, plasma	1670004N-25	25
NADAL® Chlamydia iNUEVO! Test casete (CE0197)	Hisopo cervical (mujer); Hisopo uretral y orina (varón)	212007	20
NADAL® Chlamydia plus iNUEVO! Test casete con hisopo y tubo para transporte incluidos (CE0197)	Hisopo cervical (mujer); Hisopo uretral y orina (varón)	212011	20
Hisopo de Chlamydia con tubo para transporte	-	212003	1 unidad
NADAL® Trichomonas vaginalis Test casete	Secreción vaginal	840003N-10	10
NADAL® Candida albicans Test casete*	Secreción vaginal	1120003N-20	20
NADAL® HSV 1 IgG/IgM iMejorado! Test casete	Sangre completa, suero, plasma	1130002N-30	30
NADAL® HSV 2 IgG/IgM iMejorado! Test casete	Sangre completa, suero, plasma	1130003N-30	30

Streptococcus (Strep B)

Test rápido para la detección de antígenos de *Streptococcus B*

Producto	Muestra	Referencia	Unidades / caja
NADAL® Strep B Test casete*	Frotis vaginales o rectales; frotis del oído o de la garganta de recién nacidos directamente después de su nacimiento	232001	20

Destacado



NADAL® Strep B

Test casete

También se puede usar con hisopos óticos o faríngeos de neonatos, recolectados directamente después del nacimiento. Para la detección cualitativa de antígenos de *Streptococcus* del grupo B (GBS)


Muestra: Frotis vaginales o rectales; frotis del oído o de la garganta de recién nacidos directamente después de su nacimiento

Tiempo de test: 10 minutos

Concordancia general: 96,7%

Referencia: 232001

[Instrucciones visuales en la caja](#)



pH vaginal

Test rápido para la determinación del pH vaginal

Producto	Muestra	Referencia	Unidades / caja
NADAL® pH Aplicador	Secreción vaginal	194002	50



Infectología, pediatría y enfermedades autoinmunes

La infectología pertenece a las ciencias interdisciplinares. Los temas clave incluyen la investigación y el tratamiento de infecciones virales, bacterianas y protozoarias en humanos. En el campo de la infectología, es crucial un diagnóstico rápido y claro para minimizar el riesgo de infección y proporcionar un tratamiento eficaz. Las herramientas de diagnóstico son especialmente importantes en el campo de la pediatría, ya que los niños no suelen ser capaces de describir con precisión los síntomas. En muchos casos, pue-

den excluirse enfermedades más graves mediante herramientas de diagnóstico, de modo que el paciente puede recibir el tratamiento óptimo. Las enfermedades autoinmunes aparecen cuando el sistema inmunitario reconoce las estructuras propias del cuerpo como extrañas y, como consecuencia, las ataca. El diagnóstico precoz es de vital importancia, ya que una enfermedad no tratada puede producir reacciones inflamatorias graves y destruir los órganos afectados.

Astrovirus

Test rápido para la detección de antígenos del astrovirus (enterogastritis)

Producto	Muestra	Referencia	Unidades / caja
NADAL® Astrovirus Test casete	Heces	850003	10

Proteína de Bence-Jones

Test rápido para la detección de la proteína de Bence-Jones

Producto	Muestra	Referencia	Unidades / caja
NADAL® Bence Jones Protein Tira reactiva	Orina	860001	20

Destacado




NADAL® Calprotectin

Test casete

El test NADAL® Calprotectin es útil para la diferenciación orgánica de la enfermedad inflamatoria intestinal (EII) y las enfermedades gastrointestinales funcionales, como el síndrome del intestino irritable (SII).

Muestra: heces
Tiempo de test: 10 minutos
Sensibilidad: > 94%
Especificidad: > 93%
Punto de corte: 500 ng/mL (50 µg hCP/g heces)
Referencia: 1212001

Instrucciones visuales en la caja



Calprotectina

Test rápido para la detección de calprotectina

Producto	Muestra	Referencia	Unidades / caja
NADAL® Calprotectin Test casete	Heces	1212001	10
NADAL® Calprotectin+Lactoferrin Test casete	Heces	1212002	10

Campylobacter

Test rápido para la detección de antígenos de *Campylobacter*

Producto	Muestra	Referencia	Unidades / caja
NADAL® Campylobacter Test casete	Heces	1232001	10

Enfermedad celíaca

Test rápidos para la detección de anticuerpos de la enfermedad celíaca (intolerancia al gluten).

Producto	Muestra	Referencia	Unidades / caja
NADAL® Celiac Disease tTG Test casete	Sangre completa, suero, plasma	790001	10
NADAL® Celiac Disease tTG + gliadine Test casete	Sangre completa, suero, plasma	790002	10

Citomegalovirus (CMV)

Test rápido para la detección de anticuerpos contra el citomegalovirus

Producto	Muestra	Referencia	Unidades / caja
NADAL® CMV IgG/IgM Test casete (sin certificado CE)	Suero, plasma	2540010N-30	30

Destacado



NADAL® CRP plus

Test en tira

Lanceta desechable incluida
Kits disponibles con 5 y 20 test
Para la determinación semicuantitativa y seguimiento de las concentraciones de la proteína C reactiva (<10, 10-40, 40-80, >80mg/l)

Muestra: sangre completa, suero, plasma


Tiempo de test: 5 minutos

Sensibilidad: 99,1%

Especificidad: 98,7%

Referencia: 311004, 311006

Instrucciones visuales en el envase



Proteína C reactiva (PCr)

Test rápidos para la detección de la proteína C reactiva

Producto	Muestra	Rango	Resultados	Referencia	Unidades / caja
NADAL® CRP Tira reactiva	Sangre completa, suero, plasma	<10 / 10-40 / 40-80 / >80 mg/l	semi-cuantitativo	311003	20
NADAL® CRP plus ¡NUEVO! Tira reactiva, lanceta desechable incluida	Sangre completa, suero, plasma	<10 / 10-40 / 40-80 / >80 mg/l	semi-cuantitativo	311004 311006	20 5
NADAL® CRP Test casete	Sangre completa, suero, plasma	<5 / 5-10 / >10 mg/l	semi-cuantitativo	312001	20
NADAL® CRP QUANT ¡NUEVO! Test casete para la interpretación con el lector Colibrí de uso in situ	Sangre completa, suero, plasma	2-150 mg/l	cuantitativo	312021NBUL-20	20

Enterovirus

Test rápido para la detección de antígenos del enterovirus

Producto	Muestra	Referencia	Unidades / caja
NADAL® Enterovirus Test casete	Heces	1222001	10

Ferritina

Test rápido para la detección semicuantitativa (20-100 ng/ml) de ferritina

Producto	Muestra	Rango	Resultados	Referencia	Unidades / caja
NADAL® Ferritin ¡NUEVO! Test casete	Sangre completa, suero, plasma	<20 / 20-100 / 100 / >100 ng/ml	semi-cuantitativo	1201004N-10	10

Destacado



LABMEN® HBsAg (CE1434)

Test casete

Para la detección cualitativa de antígenos de superficie de hepatitis B (HBsAg)

Muestra: sangre completa, suero, plasma
Tiempo de test: 15 minutos
Sensibilidad: 100%
Especificidad: 100%
Punto de corte: 0,26 UI/mL
Referencia: 622035

Destacado



LABMEN® anti-HCV (HCVab)

Test casete (CE1434)

Para la detección cualitativa de anticuerpos generados contra proteínas codificadas por partes conservadas de secuencias del núcleo, NS3, NS4, NS5 del genoma del VHC

Muestra: sangre completa, suero, plasma
Tiempo de test: 15 minutos
Sensibilidad: 100%
Especificidad: 100%
Referencia: 622036

Hepatitis A, B, C y E

Test rápidos para la detección de anticuerpos de hepatitis A, C y E y de antígenos de hepatitis B

Producto	Muestra	Referencia	Unidades / caja
NADAL® HAV IgG/IgM Test casete	Sangre completa, suero, plasma	622070N-30	30
NADAL® HAV IgM Test casete	Sangre completa, suero, plasma	622001N-30	30
NADAL® HBcAb Test casete (sin certificado CE)	Suero, plasma	622015	30
LABMEN® anti-HBs (HBsAb) Test casete (CE1434)	Sangre completa, suero, plasma	622034	25
LABMEN® HBsAg Test casete (CE1434)	Sangre completa, suero, plasma	622035	25
LABMEN® anti-HCV (HCVab) Test casete (CE1434)	Sangre completa, suero, plasma	622036	25
NADAL® HEV IgM Test casete	Suero, plasma	622040N-30	30

VIH (SIDA)

Test rápidos para la detección de antígenos y anticuerpos de VIH

Producto	Muestra	Referencia	Unidades / caja
NADAL® HIV Ag/Ab (4th Gen.) Test casete (sin certificado CE)	Sangre completa, suero, plasma	452015N-25	25
LABMEN® anti-VIH 1/2 Test casete (CE1434)	Sangre completa, suero, plasma	452028	25

Inmunoglobulina E (IgE)

Test rápido para la detección de inmunoglobulina E (IgE)

Producto	Muestra	Referencia	Unidades / caja
NADAL® IgE NUEVO! Test casete	Sangre completa, suero, plasma	2201001N-10	10

Inmunoglobulina G (IgG)

Test rápido para la detección de inmunoglobulina G (IgG) (insuficiencia renal temprana)

Producto	Muestra	Referencia	Unidades / caja
NADAL® IgG Test casete	Orina	2200001	30

Influenza A/B

Test rápidos para la detección de antígenos del virus de la Influenza A y B

Producto	Muestra	Referencia	Unidades / caja
NADAL® Influenza A/B Tira reactiva*	Hisopo (nasal/faríngeo/ nasofaríngeo) o aspirado (nasal/ nasofaríngeo)	241005N-10 241006N-25	10 25
NADAL® Influenza A/B Test casete	Hisopo (nasal/faríngeo/ nasofaríngeo) o aspirado (nasal/ nasofaríngeo)	242006N-10	10

Lactoferrina

Test rápido para la detección de lactoferrina

Producto	Muestra	Referencia	Unidades / caja
NADAL® Lactoferrin Test casete	Heces	1200001	10
NADAL® Calprotectin+Lactoferrin Test casete	Heces	1212002	10

Listeria

Test rápido para la detección de antígenos de *Listeria monocytogenes*

Producto	Muestra	Referencia	Unidades / caja
NADAL® Listeria Test casete	Heces	1252001	10

Mononucleosis (VEB)

Test rápidos para la detección de anticuerpos contra el Virus de Epstein-Barr (VEB)

Producto	Muestra	Referencia	Unidades / caja
NADAL® Mononucleosis Test casete*	Sangre completa, suero, plasma	252001	20

Norovirus

Test rápido para la detección de antígenos de norovirus

Producto	Muestra	Referencia	Unidades / caja
NADAL® Norovirus Genotyp I+II Test casete	Heces	920002	10

Factores reumatoides

Test rápido para la detección de factores reumatoides (FR)

Producto	Muestra	Referencia	Unidades / caja
NADAL® Rheumatoid Factors ¡Mejorado! Test casete	Sangre completa, suero, plasma	600002N-30	30

Rota-Adenovirus

Test rápido para la detección de antígenos de rotavirus y adenovirus

Producto	Muestra	Referencia	Unidades / caja
NADAL® Rota-Adenovirus Test casete	Heces	481015	10
NADAL® Rota-Adeno Scan ¡NUEVO! Test casete para la interpretación con el lector Colibrí de uso in situ	Heces	481049NBUL-10	10
NADAL® Adenovirus Test casete	Heces	481016	10
NADAL® Rotavirus Test casete	Heces	481017	10

VRS-adenovirus

Test rápidos para la detección de antígenos del virus respiratorio sincitial (VRS) y de adenovirus

Producto	Muestra	Referencia	Unidades / caja
NADAL® RSV-Adenovirus Respiratory Test casete	Hisopos nasofaríngeos, lavados y aspirados	491009	20

Virus respiratorio sincitial (VRS)

Test rápidos para la detección de antígenos del virus respiratorio sincitial (VRS)

Producto	Muestra	Referencia	Unidades / caja
NADAL® RSV Tira reactiva	Aspirados nasofaríngeos, lavados, hisopos, hisopos nasales, sobrenadante de cultivo	491000N-10	10
NADAL® RSV Tira reactiva	Aspirados nasofaríngeos	491003N-25	25
NADAL® RSV Test casete	Aspirados nasofaríngeos, hisopos, hisopos faríngeos	491005	20

Virus de la rubéola

Test rápido para la detección de anticuerpos contra el virus de la rubéola

Producto	Muestra	Referencia	Unidades / caja
NADAL® Rubella IgG/IgM Test casete (sin certificado CE)	Sangre completa, suero, plasma	2170002N-30	30

Salmonella

Test rápido para la detección de antígenos de Salmonella

Producto	Muestra	Referencia	Unidades / caja
NADAL® Salmonella spp. Test casete	Heces	1242001	10

Salmonella Typhi

Test rápido para la detección de antígenos de *Salmonella typhi*

Producto	Muestra	Referencia	Unidades / caja
NADAL® Salmonella typhi Test casete	Heces	1242002	10

Shigella

Test rápido para la detección de antígenos de Shigella

Producto	Muestra	Referencia	Unidades / caja
NADAL® Shigella Test casete	Heces	1262001	10

Shigella dysenteriae

Test rápido para la detección de antígenos de *Shigella dysenteriae* del tipo 1

Producto	Muestra	Referencia	Unidades / caja
NADAL® Shigella Dysenteriae Test casete	Heces	1262002	10

Destacado



NADAL® Strep A plus Test casete

Con soporte con una estrella para depositar el tubo de muestra.

Kits con 5 y 20 test. Para la detección cualitativa de antígenos de estreptococos del grupo A (Strep A)

Muestra: hisopo faríngeo


Tiempo de test: 5 minutos

Sensibilidad: 97,6%

Especificidad: 97,5%

Referencia: 222007, 222008

Instrucciones visuales en el envase



Streptococcus A (Strep A)

Test rápidos para la detección de antígenos de *Streptococcus* del grupo A

Producto	Muestra	Referencia	Unidades / caja
NADAL® Strep A Tira reactiva*	Hisopo faríngeo	221001A	40
NADAL® Strep A Test casete*	Hisopo faríngeo	222001A	20
NADAL® Strep A plus ¡NUEVO! Test casete* con soporte con estrella	Hisopo faríngeo	222007 222008	20 5
NADAL® Strep A plus ¡NUEVO! Tira reactiva en bote* con soporte para reactivos y tarjeta de uso extraíble	Hisopo faríngeo	221050N-50	50
NADAL® Strep A Scan ¡NUEVO! Test casete para la interpretación con el lector Colibrí de uso in situ	Hisopo faríngeo	222049NBUL-20	20

Tétanos

Test rápido para la detección de anticuerpos contra el tétanos

Producto	Muestra	Referencia	Unidades / caja
NADAL® Tetanus Test casete	Sangre completa, suero, plasma	542001N-25	25

Tiroides (TSH)

Test rápidos para la detección de la hormona estimulante de la tiroides (TSH)

Producto	Muestra	Referencia	Unidades / caja
NADAL® TSH Test casete	Sangre completa, suero, plasma	580005N-25	25

Toxoplasmosis

Test rápido para la detección de anticuerpos contra *Toxoplasma gondii* que supone un riesgo, especialmente durante el embarazo.

Producto	Muestra	Referencia	Unidades / caja
Toxoplasma IgM Test casete (CE0123)	Suero, plasma	1670501	25
NADAL® Toxo IgG/IgM Test casete (sin certificado CE)	Sangre completa, suero, plasma	1670004N-25	30

Tuberculosis (TBC)

Test rápido para la detección de anticuerpos contra el *Mycobacterium tuberculosis*

Producto	Muestra	Referencia	Unidades / caja
NADAL® Tuberculosis IgG/IgM Test casete	Sangre completa, suero, Plasma	322003N-30	30



Test de aglutinación en látex

Nuestros test de diagnóstico de aglutinación en látex proporcionan resultados rápidos y rentables en un campo amplio de aplicaciones. Los parámetros de

test innovadores para la detección de *Staphylococcus aureus* multirresistente (MRSA) son de gran utilidad en el diagnóstico clínico.

Test de aglutinación en látex

Producto	Muestra	Referencia	Unidades / caja
NADAL® ASO Latex Detección de anti-estreptolisina	Suero	795002 795003	50 100
NADAL® CRP Latex Detección de la proteína C-reactiva	Suero	795005 795006	50 100
NADAL® Rheumatoid Factors Latex Detección de factores reumatoides	Suero	795008 795009	50 100
NADAL® RPR Carbon Latex Detección de <i>T. pallidum</i> (Syphilis)	Suero	795010 795011	100 500
NADAL® VDRL Latex Detección de antígenos del VDRL	Suero	795015 795016	250 1500
NADAL® Waaler-Rose Latex Detección de factores reumatoides	Suero	795017 795018	50 100
NADAL® IM Latex Detección de anticuerpos heterófilos contra el virus de Epstein-Barr	Suero	795024	50
NADAL® TPHA Microplate Hemagglutination	Suero	795027 795028	100 200
NADAL® Rose Bengale Latex Detección de anticuerpos contra <i>Brucella</i>	Suero	795030	100
NADAL® MRSA Latex Detección de <i>Staphylococcus aureus</i> resistente a la metilicina	<i>S. aureus</i> colonias en una placa de agar	495001	50



Oncología

Se estima que más de un tercio de la población desarrollará algún tipo de cáncer durante su vida. Por lo tanto, es crucial la detección temprana.

Nuestros test rápidos inmunológicos in-vitro ayudan a proporcionar un diagnóstico rápido y fiable de cánceres comunes como el de vejiga, colon y próstata.

Alfa-fetoproteína (AFP)

Test rápido para la detección de antígenos de la AFP

Producto	Muestra	Referencia	Unidades / caja
NADAL® AFP Test casete	Sangre completa, suero, plasma	712001	30

Proteína de Bence Jones

Test rápido para la detección de la proteína de Bence-Jones

Producto	Muestra	Referencia	Unidades / caja
NADAL® Bence Jones Protein Tira reactiva	Orina	860001	20

Antígeno del cáncer de vejiga / Hemoglobina (BCA/Hb)

Test rápido para la detección simultánea de hemoglobina y de antígenos del cáncer de vejiga.

Producto	Muestra	Referencia	Unidades / caja
NADAL® BCA/Hb combo Test casete	Orina	562003N-10	10

Antígenos carcinoembrionarios (CEA)

Test rápido para la detección de antígenos carcinoembrionarios (CEA)

Producto	Muestra	Referencia	Unidades / caja
NADAL® CEA Test casete	Sangre completa, suero, plasma	722003	30

Destacado



NADAL® FOB60 plus

Test casete

Test para la detección cualitativa y presuntiva de hemoglobina humana. El envasado individual para cada paciente permite un recogida de la muestra discreta y en casa (el set incluye un colector de heces). Se incluyen también folletos de información para el paciente y un soporte.

Muestra:	heces
Tiempo de test:	5 minutos
Sensibilidad:	87,5%
Especificidad:	93,2%
Punto de corte:	60 ng
Referencia:	272035

Sangre oculta en heces (FOB) - cáncer de colon

Test rápidos para la detección de sangre oculta en heces

Producto	Muestra	Referencia	Unidades / caja
NADAL® FOB II Test casete (40ng), con tubo para la recolección de la muestra, recolector de heces y bloc de información para el paciente	Heces	272040	20
NADAL® FOB Test casete (40ng)	Heces	272001	20
NADAL® FOB60 plus Test casete (60ng), con set y folleto para el paciente, y soporte expositor para el mostrador	Heces	272035	25
NADAL® FOB75 Test casete (75ng)	Heces	272042	20
NADAL® colector de heces	-	272004	20
Tubo para la recolección de la muestra con búfer diluyente (FOB & Hb/Hp)	-	272007	1

Hemoglobina / Haptoglobina (Hb / Hp) - cáncer de colon

Test rápido para la detección de hemoglobina y del complejo hemoglobina / haptoglobina

Producto	Muestra	Referencia	Unidades / caja
NADAL® Hb/Hp Complex plus Test casete con set, folleto para el paciente y soporte expositor para el mostrador	Heces	272011	25
NADAL® Hb/Hp Complex Test casete	Heces	272015	25
Tubo para la recolección de la muestra con búfer diluyente (FOB & Hb/Hp)	-	272007	1

Helicobacter pylori (H. pylori)

Test rápidos para la detección de antígenos y anticuerpos de *H. pylori*

Producto	Muestra	Referencia	Unidades / caja
NADAL® H. pylori Ab Test casete	Sangre completa, suero, plasma	262001	20
NADAL® H. pylori Ag Test casete	Heces	262002	20
NADAL® H.pylori Ag Scan Test casete para la interpretación con el lector Colibrí de uso in situ	Heces	262004NBUL-10	10

Destacado




NADAL® PSA (CE0197)

Test casete

Para la detección semicuantitativa del antígeno prostático específico (PSA)

Muestra: sangre completa, suero, plasma
Tiempo de test: 5 minutos
Sensibilidad: 98,8%
Especificidad: 98,6%
Punto de corte: 4 ng/ml
Referencia: 602003

Instrucciones visuales en el envase



Antígeno prostático específico (PSA) - cáncer de próstata

Test rápido para la detección de antígenos prostáticos específicos

Producto	Muestra	Referencia	Unidades / caja
NADAL® PSA Test casete (CE0197)	Sangre completa, suero, plasma	602003	20

Roche Reflotron®

Producto	Muestra	Referencia	Unidades / caja
Roche® Reflotron® Alkaline Phosphatase (ALP)	Suero, sangre heparinizada, plasma heparinizado	373001	30
Roche® Reflotron® Amylase	Suero, sangre heparinizada, plasma heparinizado	373002	15
Roche® Reflotron® Pancreatic Amylase	Suero, sangre heparinizada, plasma heparinizado	373003	15
Roche® Reflotron® Bilirubin (BIL)	Suero, sangre heparinizada, sangre con EDTA, plasma heparinizado, plasma con EDTA	373004	30
Roche® Reflotron® Cholesterol	Suero, sangre heparinizada, sangre con EDTA, plasma heparinizado, plasma con EDTA	373005	30
Roche® Reflotron® HDL Cholesterol (HDLP)	Plasma con EDTA	373006	30
Roche® Reflotron® CK (Creatin-Kinase)	Suero, sangre heparinizada, plasma heparinizado	373007	15
Roche® Reflotron® Creatinine (CREA)	Suero, sangre heparinizada, sangre con EDTA, plasma heparinizado, plasma con EDTA	373008	30
Roche® Reflotron® GGT (G-Glutamyltransferase)	Suero, sangre heparinizada, sangre con EDTA, plasma heparinizado, plasma con EDTA	373009	30
Roche® Reflotron® GOT (AST)	Suero, sangre heparinizada, plasma heparinizado	373010	30
Roche® Reflotron® GPT (ALT)	Suero, sangre heparinizada, plasma heparinizado	373011	30
Roche® Reflotron® Glucose (GLU)	Suero, sangre heparinizada, sangre con EDTA, plasma heparinizado, plasma con EDTA	373012	30
Roche® Reflotron® Haemoglobin (Hb)	Sangre heparinizada, sangre con EDTA	373013	30
Roche® Reflotron® K+ (Potassium)	Suero, plasma heparinizado	373014	30
Roche® Reflotron® Triglycerides (TG)	Suero, sangre heparinizada, sangre con EDTA, plasma heparinizado, plasma con EDTA	373015	30
Roche® Reflotron® Urea	Suero, sangre heparinizada, sangre con EDTA, plasma heparinizado, plasma con EDTA	373016	15
Roche® Reflotron® Uric Acid	Suero, sangre heparinizada, plasma heparinizado	373017	30



Medicina tropical y parasitología

Las enfermedades parasitarias, como la malaria y las infecciones por gusanos, causan enormes daños, principalmente en las regiones tropicales. En países fuera de los trópicos, la incidencia de estas enfermedades ha aumentado significativamente debido a la expansión del turismo. Una tarea impor-

tante para el especialista en medicina tropical es el diagnóstico de la malaria, debido a la gravedad de la enfermedad. Considerando que el examen microscópico exige habilidad y experiencia, nuestros test rápidos y fáciles de usar proporcionan una interesante alternativa.

Bilharzia, Schistosoma (CCA)

Test rápido para la detección de antígenos catódicos circulantes (CCA)

Producto	Muestra	Referencia	Unidades / caja
NADAL® CCA (Bilharzia) Test casete	Orina	612001N-25	25

Chagas

Test rápido para la detección de anticuerpos contra el *Trypanosoma cruzi*

Producto	Muestra	Referencia	Unidades / caja
NADAL® Chagas IgG Test casete	Sangre completa, suero, plasma	652001N-30	30

Chikungunya

Test rápido para la detección de anticuerpos contra el virus de la Chikungunya

Producto	Muestra	Referencia	Unidades / caja
NADAL® Chikungunya IgM Test casete	Sangre completa, suero, plasma	682002N-20	20

Cólera

Test rápido para la detección de antígenos del cólera (*Vibrio cholera* O1 y O139)

Producto	Muestra	Referencia	Unidades / caja
NADAL® Cholera O1/O139 Test casete	Heces	1010002N-20	20

Cryptosporidium

Test rápido para la detección de antígenos de *Cryptosporidium parvum*

Producto	Muestra	Referencia	Unidades / caja
NADAL® Cryptosporidium Test casete	Heces	511006	10
NADAL® Crypto-Giardia Test casete	Heces	521010	10

Destacado



NADAL® Dengue NS1 Ag + IgG/IgM Test casete

Para la detección cualitativa y diferenciación simultáneas del antígeno NS1 del dengue y de IgG e IgM anti-dengue en sangre completa, suero o plasma humanos

Muestra: sangre completa, suero, plasma


Tiempo de test: 10 minutos

Sensibilidad: 95,8%

Especificidad: 96,1%

Referencia: 532016N-25

[Instrucciones visuales en la caja](#)



Dengue

Test rápido para la detección de anticuerpos del dengue (IgG e IgM contra los serotipos 1, 2, 3 y 4)

Producto	Muestra	Referencia	Unidades / caja
NADAL® Dengue IgG/IgM Test casete	Sangre completa, suero, plasma	532011N-25	25

Test rápido para la detección de antígenos del dengue

Producto	Muestra	Referencia	Unidades / caja
NADAL® Dengue Ag Test casete	Sangre completa, suero, plasma	532002N-25	25
NADAL® Dengue NS1 Ag Test casete	Sangre completa, suero, plasma	532012N-25	25

Test rápido para la detección simultánea de antígenos y anticuerpos (IgG e IgM) del Dengue

Producto	Muestra	Referencia	Unidades / caja
NADAL® Dengue Ag + IgG/IgM Test casete	Sangre completa, suero, plasma	532003N-25	25
NADAL® Dengue NS1 Ag + IgG/IgM ¡NUEVO! Test casete	Sangre completa, suero, plasma	532016N-25	25

Ébola

Test rápido para la detección de antígenos del virus del Ébola

Producto	Muestra	Referencia	Unidades / caja
NADAL® Ebola Test casete	Hisopo faríngeo, suero	2210001	20

Entamoeba

Test rápido para la detección de antígenos de *Entamoeba* spp.

Producto	Muestra	Referencia	Unidades / caja
NADAL® Entamoeba Test casete	Heces	2090001	10

Filariasis

Test rápido para la detección de anticuerpos contra *Wucheria bancrofti* y *Brugia malayi* (IgG e IgM)

Producto	Muestra	Referencia	Unidades / caja
NADAL® Filariasis IgG/IgM Test casete	Sangre completa, suero, plasma	672001N-30	30

Giardia

Test rápidos para la detección de antígenos de quistes de *Giardia lamblia*

Producto	Muestra	Referencia	Unidades / caja
NADAL® Giardia Test casete	Heces	521009	10
NADAL® Crypto-Giardia Test casete	Heces	521010	10

Leishmania

Test rápido para la detección de anticuerpos contra *Leishmania donovani* (IgG e IgM)

Producto	Muestra	Referencia	Unidades / caja
NADAL® Leishmania Test casete	Sangre completa, suero, plasma	662001N-30	30

Leptospira

Test rápido para la detección de anticuerpos contra la *Leptospira interrogans* (IgG e IgM)

Producto	Muestra	Referencia	Unidades / caja
NADAL® Leptospira IgG/IgM Test casete ¡Mejorado!	Sangre completa, suero, plasma	702004N-30	30

Destacado




NADAL® Malaria Pf/Pan Ag 4 Species Test casete

Detección y diferenciación simultáneas de antígenos de *Plasmodium falciparum* (*P. falciparum*) y antígenos de *P. vivax*, *P. malariae* o *P. ovale*

Muestra: sangre completa
Tiempo de test: 30 minutos
Sensibilidad: *P. falciparum* 92,6, Pan 95%
Especificidad: 100%
Referencia: 472030N-25, 472030N-10

Instrucciones visuales en la caja



Malaria

Test rápido para la detección de anticuerpos de la malaria (IgG, IgM, IGA) contra *Plasmodium falciparum* y *Plasmodium vivax*

Producto	Muestra	Referencia	Unidades / caja
NADAL® Malaria Pf/Pv Ab Test casete	Sangre completa, suero, plasma	472009	25

Test rápido para la detección de antígenos de la malaria (proteína rica en histidina II (HRP II) y de la lactato deshidrogenasa del parásito (pLDH))

Producto	Muestra	Referencia	Unidades / caja
NADAL® Malaria Pf/Pan Ag 4 Species Test casete	Sangre completa	472030N-25 472030N-10	25 10
NADAL® Malaria P.f. Ag Test casete	Sangre completa	472036N-25	25

Fiebre tifoidea

Test rápido para la detección de anticuerpos contra *Salmonella typhi* y *Salmonella paratyphi* (IgG e IgM)

Producto	Muestra	Referencia	Unidades / caja
NADAL® Typhoid IgG/IgM Test casete	Sangre completa, suero, plasma	692001N-30	30



Urología

Hoy en día, los test de orina son herramientas médicas modernas, simples, rápidas y fáciles de usar. Las tiras de test de orina son un método ideal para el diagnóstico objetivo y la terapia efectiva de numerosas enfermedades.

Las tiras de test están diseñadas para que incluso esos pequeños cambios patológicos en la orina sean detectados mediante las variaciones de color en las áreas de test. Esto ayuda al médico tanto en el diagnóstico como en el tratamiento de diversas enfermedades.

Destacado



Tiras Reactif 14 de análisis de orina

Las tiras Reactif 14 de análisis de orina sirven para la detección cualitativa y semicuantitativa de los siguientes analitos en orina: ácido ascórbico, bilirrubina, sangre, calcio, creatinina, glucosa, cetonas, leucocitos, microalbúmina, nitrito, pH, proteínas, densidad relativa y urobilinógeno

Muestra: orina
Referencia: 41140-M

Tiras de análisis de orina

Análisis rápidos de orina

Producto	Parámetros													Lector compatible	Referencia	Test / tubo		
Tira Reactif G de análisis de orina						G											41010-L	100
Tira Reactif GP de análisis de orina						G						P			✓		41020-L	100
Tira Reactif 2 de análisis de orina					C				Ma						✓		41021-M	50
Tira Reactif 2B de análisis de orina						G	K										41022-L	100
Tira Reactif 3 de análisis de orina						G					pH	P			✓		41030-L	100
Tira Reactif 3A de análisis de orina ¡NUEVO!						G	K				pH				✓		41031-L	100
Tira Reactif 4 de análisis de orina			Bl			G					pH	P					41040-L	100
Tira Reactif 4A de análisis de orina ¡NUEVO!						G					pH	P	S		✓		41041-L	100
Tira Reactif 4B de análisis de orina ¡NUEVO!						G		L	N			P			✓		41042-L	100
Tira Reactif 5B de análisis de orina			Bl			G	K				pH	P					41050-L	100
Tira Reactif 7 de análisis de orina ¡NUEVO!			Bl			G	K	L	N	pH	P				✓		41070-L	100
Tira Reactif 8 de análisis de orina ¡NUEVO!		Bi	Bl			G	K		N	pH	P		U				41081-L	100
Tira Reactif 8SG de análisis de orina			Bl			G	K	L	N	pH	P	S			✓		41080-L	100
Tira Reactif 9 de análisis de orina ¡NUEVO!		Bi	Bl			G	K		N	pH	P	S	U		✓		41090-L	100
Tira Reactif 10SL de análisis de orina		Bi	Bl			G	K	L	N	pH	P	S	U		✓		41101-L	100
Tira Reactif 11M de análisis de orina	A	Bi	Bl			G	K	L	N	pH	P	S	U		✓		41110-L 41110-S	100 25
Tira Reactif 13 de análisis de orina	A	Bi	Bl		C	G	K	L	Ma	N	pH	P	S	U	✓		41130-S	25
Tira Reactif 14 de análisis de orina ¡NUEVO!	A	Bi	Bl	Ca	C	G	K	L	Ma	N	pH	P	S	U	✓		41140-M	50
Kit de control Reactif Level 1 & 2 (control positivo y negativo)	-	Bi	Bl		C	G	K	L	Ma	N	pH	P	S	U	✓		41008	Kit

- A = ácido ascórbico
- Bi = bilirrubina
- Bl = sangre
- Ca = calcio
- C = creatinina
- G = glucosa
- K = cetonas
- L = leucocitos
- Ma = Microalbúmina
- N = nitrito
- pH = pH
- P = proteína
- S = densidad relativa
- U = Urobilinógeno

Destacado



Reactif Touch con lector de códigos de barras

El Reactif Touch es un fotómetro de reflexión semi-cuantitativa que interpreta las áreas de test de las tiras de orina. Este modelo es un dispositivo de nivel de entrada adecuado para clínicas y laboratorios.

Referencia: 41301

Analizadores de orina ¡Mejorado!

Análisis automático de las tiras Reactif de análisis de orina (series 41 XXX)

Producto	Rendimiento	Referencia	Unidades / caja
Reactif U100	Capacidad máxima: 120 tiras por hora	41000	1
Reactif Touch ¡NUEVO!	Máximo de 120 tiras por hora	41300	1
Reactif Touch con lector de código de barras ¡NUEVO!	Máximo de 120 tiras por hora	41301	1
Reactif Touch plus	Máximo de 500 tiras por hora	41302	1
Reactif Touch plus con lector de código de barras	Máximo de 500 tiras por hora	41303	1

Tiras de orina para microalbúmina

Test rápido para la detección de la microalbúmina

Producto	Muestra	Capacidad	Resultados	Referencia	Unidades / caja
NADAL® Microalbumin Tira reactiva	Orina	20-150 mg/l	cualitativo	331001	50
NADAL® Microalbumin Tira reactiva	Orina	0-100 mg/l	semi-cuantitativo	331004N-50	50

Roche® Combur Test®, Siemens/Bayer Multistix® y tiras de orina Ratisbonne

Test rápido para el análisis de orina

Producto	Parámetros											Referencia	Test / tubo
Roche® Combur ⁹ Test®	Bi	Bl	G	K	L	N	ph	P			U	37090-M	50
												37090-L	100
Roche® Combur ^{10M} Test®	Bi	Bl	G	K	L	N	pH	P	S	U		37100-A	100
Roche® Combur ¹⁰ Test® UX	Bi	Bl	G	K	L	N	pH	P	S	U		37101-L	100
Siemens Multistix® 8 SG		Bl	G	K	L	N	pH	P	S			40080-L	100
Siemens Multistix® 10 SG	Bi	Bl	G	K	L	N	pH	P	S	U		40100-L	100
Ratisbonne 10 M	Bi	Bl	G	K	L	N	pH	P	S	U		42100-A	100
Ratisbonne U100 Reader	Máximo de 120 tiras por hora											42000	1 unidad

• Bi = bilirrubina
• Bl = sangre

• G = glucosa
• K = cetonas

• L = leucocitos
• N = nitrito

• pH = pH
• P = proteína

• S = densidad relativa
• U = urobilinógeno



Deutschland (Headquarters)

Carl-Zeiss-Strasse 12, 47445 Moers
Tel.:+49 2841 99 820-0
Fax:+49 2841 99 820-1

Friedenstrasse 32, 93053 Regensburg
Tel.:+49 941 290 10-0
Fax:+49 941 290 10-50

info@nal-vonminden.de
www.nal-vonminden.de



Belgique / België

Français:

Numéro gratuit: 0800 718 82
Fax gratuit: 0800 747 07
dept.ventes@nal-vonminden.com

www.nal-vonminden.fr

Nederlands:

Gratis Tel: 0800 780 85
Fax: +31 70 3030 775
verkoop.dept@nal-vonminden.nl

www.nal-vonminden.nl

Česká republika

Bezplatný tel.: 800 143 685
Bezplatný fax: 800 143 686
czech@nal-vonminden.com

www.nal-vonminden.cz

Danmark

Gratis nummer: 80888753
Fax: +31 7030 30775
distribution@nal-vonminden.dk

www.nal-vonminden.dk

Deutschland

Gratis-Tel.: 0800 589 2022
Gratis-Fax: 0800 589 2023
vertrieb.abt@nal-vonminden.de

www.nal-vonminden.de

España

Tel. gratuito: 900 938 315
Fax gratuito: 900 984 992
Tel. directo: +49 941 290 10-761
Fax directo: +49 941 290 10-50

ventas@nal-vonminden.es

www.nal-vonminden.es

France

Numéro vert: 0800 915 240
Fax gratuit: 0800 909 493
N° international: ..+49 941 290 10-739

Fax international: ...+49 941 290 10-50

dept.ventes@nal-vonminden.fr

www.nal-vonminden.fr

Ireland

Freephone: 1800 555 008
Freefax: 1800 555 080

sales-dept@nal-vonminden.com

www.nal-vonminden.com

Italia

Numero verde: 800 789 129
Fax gratuito: 800 789 130
vendite.dipt@nal-vonminden.it

www.nal-vonminden.it

Luxembourg

Numéro gratuit: 800 211 16
Fax gratuit: 800 261 79
dept.ventes@nal-vonminden.fr

www.nal-vonminden.fr

Nederland

Gratis Tel: 0800 022 2890
Gratis Fax: 0800 024 95 19
verkoop.dept@nal-vonminden.nl

www.nal-vonminden.nl

Norge

Free phone: 800 16 731
fax: +31 703 030 775
norway@nal-vonminden.com

www.nal-vonminden.com

Österreich

Gratis Tel: 0800 291 565
Gratis Fax: 0800 298 197
vertrieb.abt@nal-vonminden.de

www.nal-vonminden.de

Polska

Bezpłatny tel.: 00800 4911595
Bezpłatny fax: 00800 4911594
sprzedaz.dept@nal-vonminden.pl

www.nal-vonminden.pl

Portugal

Tel. gratuito: 800 849 230
Fax gratuito: 800 849 229
Tel. direto: +49 941 290 10-735

Fax direto: +49 941 290 10-50

ventas@nal-vonminden.pt

www.nal-vonminden.pt

Schweiz / Suisse / Svizzera

Deutsch:

Gratis-Tel.: 0800 832 164
Gratis-Fax: 0800 837 476
info@nal-vonminden.de

www.nal-vonminden.de

Français:

Numéro gratuit: 0800 564 720
Fax gratuit: 0800 837 476
dept.ventes@nal-vonminden.fr

www.nal-vonminden.fr

Italiano:

Numero verde: 0800 832 2146
Fax gratuito: 0800 837 476
vendite.dipt@nal-vonminden.it

www.nal-vonminden.it

Suomi

Ilmainen Puh: 0800 918263
Ilmainen Fax: 0800 918262
myynti.dept@nal-vonminden.com

www.nal-vonminden.com/fi

Sverige

Gratis Tel.: 020 790906
Gratis Fax: 020 798292
sweden@nal-vonminden.com

www.nal-vonminden.se

United Kingdom

Freephone: 0808 234 1237
Freefax: 0808 234 1618
sales-dept@nal-vonminden.com

www.nal-vonminden.com